

6X LOADING DYE GEL

Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de usar

Cat. No. XP-102

Armazenamento: -20°C

Descrição:

O 6X LOADING DYE GEL é um tampão de amostra pré-misturado composto por dois corantes de corrida para eletroforese em gel de agarose e poliacrilamida não desnaturante. O reagente contém EDTA com a finalidade de quelar íons de magnésio (em concentrações de até 10mM presentes em reações enzimáticas, interrompendo a atividade catalítica. Os corantes azul de bromofenol e xileno cianol atuam como padrões de rastreamento no monitoramento da migração eletroforética.

Aplicação:

Preparação de marcadores de peso molecular (DNA ladders e markers) e amostras de DNA para aplicação em géis de agarose ou poliacrilamida

Características:

Monitoramento em duas cores da migração do DNA durante a eletroforese.

Componentes do kit

Tris-HCl 10 mM (pH 7,6), Azul de Bromofenol 0,03%, Xileno Cianol 0,03%, Glicerol 60%, EDTA 60 mM

Apenas para uso em pesquisa, não para diagnóstico clínico.

Contato

- Website: www.genexplore.com.br
- E-mail: suporte@genexplore.com.br

